



Vorsicht Zecken

mit Dr. Schick`s

Zecken-Zange

entfernen Sie ganz einfach diese gefährlichen Plagegeister:
Knopf drücken Zange möglichst hautnah anlegen und Zecke herausdrehen (ca. 2-3 Umdrehungen)

made in Germany



www.zecken-zange.de



Bei der Entfernung kein Öl usw. verwenden, da sonst erhöhte Infektionsgefahr besteht, Stichstelle desinfizieren.
Wenn nach Zeckenstich eine Hautrötung von mehr als 3 cm Durchmesser erscheint oder grippeartige Allgemeinsymptome auftreten, bitte den Arzt konsultieren.

 **Dr. SCHICK**
D-74889 Sinsheim



LOT 1615



PZN -3741375